

Mitigeur à Commande Infrarouge Secteur - Saillie 200



Note : Pas noté

Prix

Prix ??TTC : 876,00 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

Mitigeur à Commande Infra Rouge Secteur

Mitigeur à bec lisse

Hauteur sous bec 200 mm (* autre sur études)

Saillie 150, 200 ou 250 mm

Flexible SPEX M10 x 1, EP G3/8, longueur 650 mm

Aérateur étoile M24 x 1

Tête sphérique

Alimentation Secteur

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.