


## Nourrice Double pour le Vide



Note : Pas noté

**Prix**

Prix ??TTC : 153,00 €

[Poser une question sur ce produit](#)

### Description du produit

**Les Nourrices pour Vide et Air Comprimé**

Robinets en laiton revêtu de Pyroflex Noir, revêtement résistant aux projections corrosives.

Modèle pour le Vide Normalisé avec Pastille Bleue

Modèle pour Air Comprimé Normalisé avec Pastille Rouge

Proposés en Simple ou Double Nourrice

### Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.