

Meuble sous paillasse Meuble 2 Portes - 700 x 450 x 700 mm



Note : Pas noté

Prix

Prix ??TTC : 343,13 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

Tous les meubles sont proposés en une seule profondeur 450 mm, laissant l'espace nécessaire aux passages des canalisations sous paillasse murales.

Poignée Filante.

Portes battantes montées sur charnières invisibles à ouverture 120 degrés.

Les portes peuvent être équipées de serrures en option.

Un habillage de qualité en panneaux de mélaminé **gris clair** d'épaisseur 19 mm bordés de rives PVC constituent le corps du meuble.

4 Roulettes monodirectionnelles permettent de déplacer les meubles pour le nettoyage sous paillasse.

Autres couleurs ou poignées design en option.

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.