

## Meuble sous paillasse mixte 2 Portes/ 1 Tiroir - 800 x 450 x 800 mm



Note : Pas noté

**Prix**

Prix ??TTC : 486,00 €

[Poser une question sur ce produit](#)

### Description du produit

**Nouveau...** Les meubles sous paillasse Mixtes équipés d'une partie placard et d'un tiroir au dessus du Placard. Ils sont proposés en largeur 600 ou 800 mm

Tous les meubles sont proposés en une seule profondeur 450 mm, laissant l'espace nécessaire aux passages des canalisations sous paillasse murales.

La façades est complétée d'une poignée filante.

Un habillage de qualité en panneaux de mélaminé gris clair d'épaisseur 19 mm bordés de rives PVC constituent le corps du meuble. 4 Roulettes monodirectionnelles permettent de déplacer les meubles pour le nettoyage sous paillasse.

**Autres couleurs ou poignées designe en option.**

### Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.

