

Paillasse Prof. TopLab Gamme MOB 3000 x 600 x 900 mm



Coloris de la paillasse selon palette RAL à choisir lors de la commande !

Note : Pas noté

Prix

Prix ??TTC : 1524,38 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

Les Paillasse de la Gamme "MOB"...

... se caractérisent par le design du piètement en "H"...

Les paillasse professeur peuvent être revêtues de Grès, de Verre, de Compact TopLab ou de Varicor ; matériaux choisis pour leur résistance à l'eau, à la chaleur et aux produits chimiques (une information technique sur chacun de ces matériaux est présenté dans les premières pages de ce chapitre)

Elles sont proposées en dimensions 3000 x 750 x 900 mm, par association d'un plot technique large et d'une paillasse sèche équipé d'un tiroir en façade... (autres dimensions sur demande)

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.