

## Plot Placard Informatque Mondrian TopLab - profondeur 750 mm



Pour le coloris des Meubles demander notre palette !

Note : Pas noté

**Prix**

Prix ??TTC : 528,75 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

**Le principal avantage du Plot Placard Informatique :**

il se juxtapose aux équipements déjà implantés dans les salles.

Ses dimensions sont aussi un atout :

Largeur 550 mm

Profondeur 600 ou 750 mm

Hauteur 900 mm

Pour laisser un maximum d'espace à l'utilisateur assis devant le caisson Unité Centrale, les modèles en 750 mm de profondeur, ont un placard décaissé (c'est à dire reculé par rapport à l'avant de la table).

Un utilisateur de grande taille, peut s'asseoir sans gêne ni fatigue même pendant plusieurs heures de travail...

Les Plots en 600 mm ne permettent pas de reculer le placard.

Le plateau de forte épaisseur 30 mm est constitué d'un panneau en CTBH de 22 mm revêtu d'un module de mélaminé, de grès ou de verre émaillé de la taille exacte du plateau fini.

Le plateau est ceinturé par un chant PVC rigide de forte épaisseur.

Plateau sans débordement permettant la juxtaposition à d'autres modules tables, ou meubles

Il peut être réalisé avec tous les matériaux de ce catalogue (TopLab, Varicor, Stratifié, Multipli) sur simple demande...

Le clavier est posé sur une tablette extractible.

Le caisson UC est destiné à protéger l'unité centrale, il est équipé d'une porte avec serrure et de trois passe-câbles (2 latéraux, 1 à l'arrière)

Vérins de mise à niveau avec platine de fixation monobloc.

Course de 50 mm

**Pour le coloris des Meubles demander notre palette !**

#### **Commentaires des clients**

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.