

Plot Placard Informatque standard Mé laminé - profondeur 750 mm



Note : Pas noté

Prix

Prix ??TTC : 462,38 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

Le principal avantage du Plot Placard Informatique :

il se juxtapose aux équipements déjà implantés dans les salles.

Ses dimensions sont aussi un atout :

Largeur 550 mm

Profondeur 600 ou 750 mm

Hauteur 900 mm

Le plateau de forte épaisseur 30 mm est constitué d'un panneau en CTBH de 22 mm revêtu d'un module de mélaminé, de grès ou de verre émaillé de la taille exacte du plateau fini.

Le plateau est ceinturé par un chant PVC rigide de forte épaisseur.

Plateau sans débordement permettant la juxtaposition à d'autres modules tables, ou meubles

Il peut être réalisé avec tous les matériaux de ce catalogue (TopLab, Varicor, Stratifié, Multipli) sur simple demande...

Le clavier est posé sur une tablette extractible.

Le caisson UC de couleur gris est destiné à protéger l'unité centrale, il est équipé d'une porte avec serrure et de trois passe-câbles (2 latéraux, 1 à l'arrière)

Vérins de mise à niveau avec platine de fixation monobloc.

Course de 50 mm

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.