

## Chaise de laboratoire Polypro+ H 685 mm



- Hauteur : 560 mm, 610 mm ou 685 mm • 16 couleurs de polypropylène

Note : Pas noté

**Prix**

Prix ??TTC : 139,00 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit **Tabourets et chaises mange debout Polypro+**

- Hauteur de siège 560 mm, 610 mm ou 685 mm
- Coquille en polypropylène très résistante aux chocs
- Ergonomie parfaite avec un bord de siège relevé pour le
- maintien des lombaires
- Certifiés BS EN 1729 Partie 2, BS 5852 (Crib5)
- 16 couleurs de polypropylène
- Poignée et crochet de rangement pour sac intégrés
- Poids : 5,1 Kg et 5,5 Kg pour les mange debouts
- Poids : 5,5 Kg et 5,9 Kg pour les tabourets
- Garantie 5 ans

**Commentaires des clients**

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.