

Chaise Polyuréthane Réglable par Lift Gaz (ABS Noir)



Structure à 5 Branches en Aluminium ou ABS Noir (au choix).

Note : Pas noté

Prix

Prix ??TTC : 238,50 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

Chaise Polyuréthane - Lift Gaz

Assise et Dossier en polyuréthane haute densité avec Poignée de Préhension.

Structure à 5 Branches en Aluminium ou ABS Noir (au choix), réglable de 570 à 830 mm de hauteur.

Modèle à vérin à gaz, réglage en continu par manette latérale.

Options :

ST 200000 "Repose pieds"

ST 200010 "Jeu de Roulettes"

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.

