

## Tabouret bois à Réglage par Lift Gaz (ABS Noir)



Structure à 5 Branches en Aluminium ou ABS Noir (au choix).

Note : Pas noté

**Prix**

Prix ??TTC : 163,13 €

[Poser une question sur ce produit](#)

### Description du produit

**Tabouret Réglable par Lift Gaz**

Assise ronde galbée de 340 mm en multipli de hêtre feuilleté verni 22 mm.

Structure à 5 Branches en Aluminium ou ABS Noir (au choix), réglable de 540 à 800 mm de hauteur.

Modèle à vérin à gaz, réglage en continu par manette latérale.

**Options :**

ST 200000 "Repose pieds"

ST 200010 "Jeu de Roulettes"

### Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.

