

Tabouret bois à Réglage par Lift Gaz (Aluminium)



Structure à 5 Branches en Aluminium ou ABS Noir (au choix).

Note : Pas noté

Prix

Prix ??TTC : 163,12 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

Tabouret Réglable par Lift Gaz

Assise ronde galbée de 340 mm en multipli de hêtre feuilleté verni 22 mm.

Structure à 5 Branches en Aluminium ou ABS Noir (au choix), réglable de 540 à 800 mm de hauteur.

Modèle à vérin à gaz, réglage en continu par manette latérale.

Options :

ST 200000 "Repose pieds"

ST 200010 "Jeu de Roulettes"

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.

