

## Tabouret ergonomique fixe rehaussée H=620 mm (structure grise RAL 7040)



Peinture Epoxy - Coloris selon palette "ral".

Note : Pas noté

**Prix**

Prix ??TTC : 164,25 €

[Poser une question sur ce produit](#)

### Description du produit

**Tabouret Ergonomique Fixe**

Assise Coque galbée de 400 x 400 mm en multipli de hêtre feuilleté verni de 22 mm.

Structure en tube d'acier carré de 20 x 20 mm (avec barre repose pieds et entretoise basse) - Hauteur 620 mm.

Peinture Epoxy - Coloris selon palette "ral".

### Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.