

Agitateur magnétique 20 L - Analogique



Note : Pas noté

Prix

Prix ??TTC : 351,00 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

Agitateur magnétique chauffant pour gros Volumes, jusqu'à 20 Litres.
Capacité d'agitation 20 Litres maximum.
Vitesse réglable de 0 à 1500 rpm.
Châssis résistant à la majeure partie des produits chimiques.
Plaque chauffante céramique.
Réglage de température jusqu'à 340°C.
Puissance thermique 530 W.
Arrêt automatique quand la température réelle dépasse 350°C
Moteur avec contrôle de charge pour une uniformité de la vitesse de rotation.
Pour récipients de dimensions 135 mm de diamètre maximum et barreaux de 30 à 80 mm de longueur.
Inclus 1 barreau PTFE.
Alimentation 230 V-50 Hz
Dimensions 160 x 280 x 85 mm.
Garantie 2 ans.

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.