


Amplification de l'ADN pour Identification Génétique



Note : Pas noté

Prix

Prix ??TTC : 121,00 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

Le kit Ready-to-Load™ d'enseignement relatif à l'identification génétique montre comment les preuves basées sur l'ADN sont employées aujourd'hui en médecine légale.

Cette expérience offre des résultats variés en fonction des profils d'empreinte génétique sélectionnés.

Ce kit comprend les éléments suivants : instructions, échantillons d'ADN Ready-to-Load™, poudre d'agarose, solution de chargement de gel, tampon pour électrophorèse, bleu de méthylène InstaStain®, colorant liquide de bleu de méthylène Plus et pipettes de transfert à micropointes.

Pour 8 Gels

Autres éléments nécessaires : cuve d'électrophorèse, alimentation, micropipette automatique avec pointes, balance, micro-ondes ou plaque chauffante, bain-marie à 65 °C, et Illuminateur en Lumière Blanche.

Temps de réalisation : 45 minutes

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.