

Appareil de Résonance Sonore



Note : Pas noté

Prix

Prix ??TTC : 112,50 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

Cet appareil permet d'observer le phénomène de résonance et de mesurer la vitesse du son dans l'air en explorant les phénomènes d'ondes stationnaires et les effets de la résonance sur les ondes longitudinales.

En augmentant ou en diminuant le volume de liquide dans l'ampoule, il est possible d'ajuster la hauteur de la colonne d'air dans le tube en fonction de la longueur d'onde de la source sonore présentée à l'entrée du tube...

L'Appareil est livré complet avec son bâti vertical gradué, une ampoule de 1000 ml, un tube de résonance, une noix réglable, une tubulure souple.

Vous devez vous équiper de diapasons...

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.