

Armoire Entretien (ou à Balai) 1 Porte 600 x 475 x 1935 mm



Note : Pas noté

Prix

Prix ??TTC : 1591,87 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

Armoire Entretien (ou à Balais) 1 Porte 600 x 475 x 1935 mm

Tout inox AISI 304L

Structure renforcée de série

Portes battantes doublées pour une meilleure stabilité et rigidité de l'armoire

Portes battantes renforcées sur 3 charnières en acier inoxydable

1 serrure et 1 poignée par porte

Serrure à 2 points sur chaque porte

Aérations hautes et basses

Charge par étagère : 50 kg répartis

Pieds : ABS noir Ø 40 mm, réglables sur 70 mm

Disponibles sur roulettes (sauf modèle 1 porte)

Hauteur de façade : 1810 mm

Dessus incliné à 15° anti-dépose d'objets

Finition soudée

Double plancher assurant une stabilité optimisée

Les plus :

1 cloison verticale s'arrêtant à 300 mm du bas et 3 petites étagères dont 1 réglable en hauteur

Ergonomie : 1 serrure et 1 poignée par porte

Hygiène : Dessus et plafond lisses et inclinés à 15°

Sécurité : Portes battantes encastrées sous le toit = sécurité supplémentaire à la fermeture à clé

- Plis écrasés sur les étagères et triple pli sur les côtés

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.