

Armoire Haute d'Infirmierie - 2 Portes



Note : Pas noté

Prix

Prix ??TTC : 1255,50 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

Armoires de sécurité destinées aux espaces de santé.

Construction en acier 12/10 ème.

Peinture époxy blanche RAL 9010

Signalisation par symbole normalisé "Premiers Secours"

Etagères réglables en hauteur sur crémaillères.

Portes battantes à fermeture à clés.

1 Coffre à produits toxiques intégré de série dans les armoires hautes.

Possibilité d'associer les modèles entre eux pour constituer des linéaires de stockage, car les ventilations naturelles sont situées en façades sur les portes.

2 Armoirettes à suspendre sont aussi proposées.

Armoire Haute d'Infirmierie - 2 Portes

Dimensions 1100 x 545 x 1825 mm

Equipée de 1 Coffre 3 Etagères et 1 demi-étagère

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.