

Armoire Polyvalente Haute à Tiroirs - 1 Porte



NOUVEAU !

Note : Pas noté

Prix

Prix ??TTC : 802,13 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

Armoire Polyvalente Haute à Tiroirs - 1 Porte

Dimensions 500 x 500 x 1950 mm 72 Kg -

capacité de stockage 150 Litres

Les Armoires Polyvalentes de sûreté à Tiroirs, sont des solutions très pratiques pour le stockage des produits dangereux aussi bien dans un atelier, que dans un dépôt phytosanitaire, ou une Infirmerie...

L'Intérêt de ces modèles, est de permettre d'abriter des produits dangereux, même de grands volumes, grâce aux tiroirs sur coulisses à billes...

Ce sont des équipements évidemment très ergonomiques qui facilitent la gestion et la manipulation des contenants.

Modèles conformes aux articles R5132-66 et 68 du code de la santé publique et conformes aux recommandations de l'INRS.

Pictogrammes normalisés conformes aux normes NFX08.003 et ISO 3864

Etagères de type bacs de rétention montés sur rails coulissants très robustes.

Dispositif de blocage des tiroirs en position rentrée lorsqu'un tiroir est déjà sorti, pour éviter tout basculement...

Possibilité de fixation murale pour une plus grande sécurité.

Armoires livrées avec 4 pictogrammes normalisés "Inflammable" (x1), "Toxiques" (x1) et "Corrosifs" (x2) à apposer selon vos besoins.

Construction en acier 8/10ème

Peinture époxy grises RAL 7035.

Equipement spécifique:

- 3 Etagères de type bac de rétention en acier, hauteur 50 mm sur rails coulissants
 - 1 Bac de rétention grande profondeur 80 mm sur rails coulissants en partie basse de l'armoire.
- Armoires Passives équipées d'orifices de ventilation haut et bas.
Portes battantes à poignées avec serrure intégrée.
Des tapis absorbants sont proposés en option...

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.