

Armoire de sécurité Vitrée 3 Compartiments PVC Cellulaire pour Acides/ Bases/ Toxiques 180 L



Note : Pas noté

Prix

Prix ??TTC : 5239,80 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

Armoires anticorrosion

- Armoires pour le stockage de produits très corrosifs tels que les Acides et les Bases
- Construction en PVC Cellulaire
- Symboles normalisés conformes à la Norme ISO 3864
- Ventilation forcée en option

Armoire 3 Compartiments Vitrés "Acides / Bases / Toxiques"

Dimensions extérieures :

635 x 6150 x 1800 mm - poids

90 Kg

Capacité de stockage 180 L

Portes Battantes

Construction en PVC Cellulaire

Portes Battantes ou coulissantes suivant les modèles

Ventilation centralisée en partie haute diamètre 100 mm

Etagères/bacs de rétention réglables totalement extractibles

Portes Battantes ou coulissantes suivant les modèles

Signalisation par Symboles normalisés ISO 3864

Portes à fermeture à clé.

4 Pieds vérins de mise à niveau

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.