

Autoclave 65 litres



Autoclave 65 litres

Dim ext : P 540 x L 550 x H 830 mm

Dim int : P 400 x L 360 x H 450 mm

Note : Pas noté

Prix

Prix ??TTC : 1249,30 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit Autoclave 65 litres

Dim ext : P 540 x L 550 x H 830 mm

Dim int : P 400 x L 360 x H 450 mm

Châssis métallique peint avec de la résine époxy.

Chambre intérieure en acier inoxydable. Température réglable de 40° à 300° C. Résolution : 0.1°C.

Fluctuation de la température : $\pm 1^{\circ}\text{C}$.

Régulation de la température par microprocesseur avec fonctions de protection contre la surchauffe, alarme défaut capteur, sélection de température fixe de travail, minuteur (0-9999 min), correction d'écart, verrouillage de sécurité, etc...

Porte avec fenêtre ouvrante à 180°, double vitrage de sécurité thermique pour contrôle externe, sans variation de température dans la chambre intérieure.

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.

