

Autoclave Micro 8 - 8 litres



Note : Pas noté

Prix

Prix ??TTC : 3854,25 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

Autoclave électrique de pailasse - 8 litres.

Idéal pour stérilisation

Meuble extérieur et partie supérieure en acier inox AISI 304.

Réservoir et couvercle en acier inox à ouverture facile.

Elément chauffant en acier inox spécial INCOLOY très robuste, résistant à la corrosion et la haute température.

Evacuation manuelle de l'air à la mise en marche.

Fermeture simple et sûre, avec dispositif de sécurité de l'ouverture du couvercle.

Interrupteur général de mise en marche.

Livré avec un panier en fil acier inox de diam. 220mm et de 140mm de hauteur.

Panneau de commande équipé de :

- Manomètre.
- Indicateur lumineux d'alarme en cas de surchauffe.
- Indicateur lumineux de porte ouverte.
- Indicateur lumineux de phase de stérilisation.
- Indicateur lumineux de fin de cycle.
- Sélection de pression 121°C ou 134°C.
- Indicateurs lumineux à 121°C ou 134°C.
- Minuterie de 0 à 60'.

Caractéristiques techniques :

Capacité : 8 litres.

Puissance : 1000W.

Dimensions : 400 x 380 x 380mm

Masse : 13 kg.

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.