

Bac de trempage



Note : Pas noté

Prix

Prix ??TTC : 112,50 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

Ce système automatique breveté, assure un résultat de qualité à grande vitesse.

Ce dispositif résoud tous les problèmes de lavage des pipettes et des burettes quelque soit leur longueur, dans des conditions parfaites de sécurité et de rapidité.

Le système de vidange par siphonage permet un renouvellement continu de l'eau, le fond en polyéthylène élastique exclut tout risque de

Solutions de lavage: Bac de trempage

casse...

Ce dispositif fonctionne même avec un débit d'eau très faible.

Il est parfaitement résistant aux agents chimiques courants à l'exception des acides et oxydants concentrés ou des solvants chlorés et organiques.

3 éléments sont nécessaires :

- Le lave-pipettes et burettes LAB 10005

Dimensions diam 170 x 990 mm

- Le bac de trempage LAB 10006

Dimensions diam 165 x 650 mm

- Le panier à pipettes / burettes LAB 10007

Dimensions diam 130 x 650 mm

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.