

## Bain-Marie 2 L - Analogique (avec portoir 16 tubes Ø 18 mm)



Note : Pas noté

**Prix**

Prix ??TTC : 388,80 €

[Poser une question sur ce produit](#)

### Description du produit

Bains-marie thermostatiques modèles "Education".

Ces bains-marie robustes vous accompagneront dans tous vos travaux pratiques et préparations au sein de votre laboratoire.

Composés de trois parties différentes, ils se démontent pour faciliter leur nettoyage: la tête, la cuve et le portoir.

La tête est en plastique anti-choc avec une tôle de protection anti-vapeur en acier inox et contient tous les composants électriques: Interrupteur principal avec voyant, régulateur de température, voyant de chauffage, thermostat de sécurité contre surchauffe DIN12879 avec voyant d'alarme, fusible et résistance de chauffage d'acier inox en contact direct avec le liquide, qui occupe toute la longueur de la cuve.

Cuve en polycarbonate résistant aux chocs transparente en vue de faciliter l'observation de l'évolution de l'expérience.

Portoir en acier inox avec un trou pour le thermomètre.

Livré avec couvercle

Caractéristiques techniques :

230V - 50/60Hz

Type de protection DIN EN 60529 IP 61.

Poids : 2,1 kg.

**Dimensions :**

- H140 x L99 x P107 mm

**Puissance :**

- 400 W

**Commentaires des clients**

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.