

Bain à ultrason non chauffant avec minuterie



Bain marie 0.75 litres Puissance : 50 w

Note : Pas noté

Prix

Prix ??TTC : 247,50 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

Conçu pour le nettoyage de petits objets de laboratoire.
Réservoir en acier inoxydable de 0,75 L et affichage numérique du temps.
Minuteur : 90-180-280-380-480 secondes.
Garantie 1 an.

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.