

Banc d'Optique de Précision Triangulaire



Note : Pas noté

Prix

Prix ??TTC : 780,55 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

Banc d'Optique de Précision Triangulaire

Un Profilé Triangulaire: Le rail en Aluminium en forme de triangle équilatéral pour plus de rigidité et de linéarité.

Il est Proposé en 3 longueurs : 500 mm, 1450 et 1950 mm

Le Profilé est systématiquement livré avec piètements d'extrémité longs à vis de réglage en 3 points.

Mesures Précises: une échelle millimétrée est fixée sur toute la longueur du banc. Inaltérable, elle est protégée par la glissière de déplacement des cavaliers

Caractéristiques techniques :

1 rail en aluminium profilé prismatique long 1950 mm

1 source aluminium HEXALU à LED avec condenseur et réglage de focalisation

3 cavaliers de 50 mm

Bancs optique: Banc d'Optique de Précision Triangulaire

1 cavalier de 100 mm
3 porte lentille-diapo sur tige Ø10
1 porte prisme sur tige Ø10
1 écran dépoli gradué 200 x 200 sur tige Ø10
5 lentilles cerclées Ø 40 F - 200 / - 100 / + 50 / + 100 / + 200
1 valisette de rangement
Poids : valisette 3,200 kg - rail : 4,300 kg

Tous les composants peuvent être vendus séparément.

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.