


Bioréacteur / Photoréacteur



Bioréacteur pour la photosynthèse

Une enceinte aux fonctions multiples pour vos TP ExAO en biologie cellulaire, photosynthèse et enzymologie

Note : Pas noté

Prix

Prix ??TTC : 582,00 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

Éclairage

- La source lumineuse est dirigée au cœur du réacteur
- La technologie utilisée (LED) garantit une température constante dans le milieu
- L'utilisateur dispose de 4 longueurs d'onde différentes, avec pour chaque couleur, 8 niveaux d'intensité
- **Lumière bleue** : entre 464 et 476 nm
- **Lumière verte** : 525 à 535 nm
- **Lumière rouge** : 620 à 630 nm
- + **Lumière blanche**

Agitation

L'agitateur magnétique est intégré au boîtier.
L'utilisateur dispose de 8 vitesses : de 1 à 7 tours/s.
Boîtier totalement hermétique.
Commandes par touches sensibles intégrées.

Support des sondes

4 emplacements pour sondes de Ø 12 mm (O₂, pH, CO₂).
1 emplacement pour sondes de Ø 8 mm (lumière, température).

Contenu de l'ensemble

- Module Photoréa
- Tige pour support sonde
- Support sonde
- Réacteur
- Cache réacteur
- Turbulent
- Bloc d'alimentation secteur

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.