


Bobine d'Induction Economique



Note : Pas noté

Prix

Prix ??TTC : 41,63 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

Il s'agit d'une bobine de 10 spires (200 mm) constituée par enroulement d'un fil de cuivre de section 2 mm...

Elle est équipée d'un anneau permettant de la suspendre...

A l'aide d'un moteur sur tige (voir pages de mécanique) et d'un aimant sur poulie, il est possible de réaliser le montage ci dessous pour étudier les courants induits.

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.