

Bobine de Flux Maximum



Note : Pas noté

Prix

Prix ??TTC : 88,90 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

Cet équipement est destiné à l'étude de la règle du flux maximal et de la Loi de Lenz-Faraday

Caractéristiques Techniques :

1 bobine plate 200 spires en cuivre Ø50 mm

1 fil souple (360mm) à 2 conducteurs

1 tube rigide aluminium avec prise bipolaire

Intensité max. : 1 A - 6V

Dimensions : 275 x 45 x 25 mm

Poids : 125 g

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.