



Bobines de Helmholtz sur Support



Note : Pas noté

Prix

Prix ??TTC : 266,63 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

- Ensemble stable et rigide pour l'étude d'une bobine plate et des bobines de Helmholtz.
- La dimension des bobines leur permet d'être assimilées à des bobines infiniment plates.

Deux bobines plates mobiles :

Rayon moyen : 62,5 mm

Largeur : 33 mm

100 spires en fil de cuivre (5 couches de 20 spires)

Ecartement variable des bobines (jusqu'à 240 mm)

Support métallique stable gradué

Support réglable pour sonde teslamétrique (15 x 15 mm)

Douilles de sécurité 4 mm

Intensité maximale : 5 A

Dimensions : 190 x 390 x 170 mm

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.