


Capteur de température et Humidité



Note : Pas noté

Prix

Prix ??TTC : 198,68 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

Ce capteur de température large gamme (-40°C à 125°C) et d'humidité relative (0 à 100%) est très pratique car ces 2 grandeurs sont couramment utilisées en même temps.

Caractéristiques :

- Gammes : 0 à 100% RH (Humidité Relative) 40°C à +125 °C
- Précisions :
 - +/- 2 °C (dans la gamme 0 à 80% RH)
 - 0,03 °C (dans la gamme -10 à +85°C)
- Résolutions (12 bits) : 0,05% RH

Quelques exemples de TP :

- Régulation de la température du corps humain
- Mesure abiotique dans un habitat
- Recherche des relations météorologiques entre : humidité, température
- Détermination du point de rosée
- Calcul du confort thermique

Accessoire indispensable : cordon de connexion FRE CBL022

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.