

Capteur humidité



Note : Pas noté

Prix

Prix ??TTC : 111,35 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

Ce capteur d'humidité dispose d'une gamme de mesure allant de 0 à 100% d'humidité relative (RH). Il est très utilisé pour la biologie, il permet des mesures environnementales et météorologiques...

Caractéristiques :

Gamme : 0 à 100% RH (Humidité Relative)
Précision : +/- 8% (10 à 90% RH)
Résolution (12 bits) : 0,05% RH
Eviter l'exposition du capteur aux rayons solaires

Quelques exemples de TP :

- Propriétés de la transpiration corporelle
- Exploration des conditions de vie (en extérieur)
- Recherche des relations météorologiques entre : humidité, température et lumière
- Humidité relative dans un écosystème
- Mesures sous verre ou dans une serre
- Détermination du point de rosée

Accessoire indispensable : cordon de connexion FRE CBL022

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.

