

## Capteur ions Chlorure



Note : Pas noté

**Prix**

Prix ??TTC : 524,00 €

[Poser une question sur ce produit](#)

### Description du produit

Ensemble composé d'une électrode sensible aux Ions Chlorure et d'un boîtier adaptateur.  
Electrode ionique pré-remplie de gel Permafil avec chambre de référence scellée (non remplissable).  
Aucune solution de remplissage n'est nécessaire.

**Caractéristiques :**

Gamme de concentration : 1 M à  $5 \times 10^{-6}$  M ou 1,8 ppm à 35500 ppm

Résolution (12 bits) : 0,15 mV

Gamme de pH : 2 à 12 pH

Température de fonctionnement : 0 à 80 °C

Taille de l'échantillon minimum : 3 ml dans un bécher de 50 ml

Reproductibilité :  $\pm 2\%$

Taux d'échantillonnage : 10 échantillons par seconde

Résistance de l'électrode : Les ions gênants : CN-, Br-, I-, OH-, S<sup>2-</sup>

\*électrode proposée séparément

### Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.

