

Capteur ions Nitrate



Note : Pas noté

Prix

Prix ??TTC : 513,08 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

Ensemble composé d'une électrode sensible aux Ions Nitrate et d'un boîtier adaptateur. Electrode ionique pré-remplie de gel Permafil avec chambre de référence scellée (non remplissable). Aucune solution de remplissage n'est nécessaire.

Caractéristiques :

Gamme de concentration : 1 M à 7×10^{-6} M ou 0,1 ppm à 14000 ppm

Résolution (12 bits) : 0,15 mV

Gamme de pH : 2,5 à 11 pH

Température de fonctionnement : 0 à 50 °C

Taille de l'échantillon minimum : 3 ml dans un bécher de 50 ml

Reproductibilité : $\pm 4\%$

Taux d'échantillonnage : 10 échantillons par seconde

Résistance de l'électrode : 1 à 4 MO

Les ions gênants : ClO_3^- , ClO_2^- , I^- , F^-

*électrode proposée séparément

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.