

Capteur ions Potassium



Note : Pas noté

Prix

Prix ??TTC : 524,00 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

Ensemble composé d'une électrode sensible aux Ions potassium et d'un boîtier adaptateur.

Electrode ionique pré-remplie de gel Permafil avec chambre de référence scellée (non remplissable). Aucune solution de remplissage n'est nécessaire.

Caractéristiques :

Gamme de concentration : 1 M à 7×10^{-6} M ou 90,04 ppm à 39000 ppm

Résolution (12 bits) : 0,15 mV

Gamme de pH : 2 à 12 pH

Température de fonctionnement : 0 à 40°C

Taille de l'échantillon minimum : 3 ml dans un bécher de 50 ml

Reproductibilité : $\pm 2\%$

Taux d'échantillonnage : 10 échantillons par seconde

Résistance de l'électrode : 10 à 20 MO

Les ions gênants : CS^+ , Nh_4 , Ti^+ , H^+ , Ag^+ , $Tris^+$, Na^+

*électrode proposée séparément

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.