

## Capteur pression artérielle



Note : Pas noté

**Prix**

Prix ??TTC : 216,15 €

[Poser une question sur ce produit](#)

### Description du produit

Spécialement pensé pour mesurer la pression sanguine chez l'homme, il peut être utilisé pour des mesures systoliques ou diastoliques, utilisant les techniques oscillométriques.

Il mesure la pression en mmHg ainsi que la fréquence cardiaque en bpm.

**Caractéristiques :**

Portée : 36 à 200 bpm

Précision : 1 bpm

Gamme : 0 à 375 mmHg

Précision : +/- 3 mmHg

Unités : mmHg, N/m<sup>2</sup>, kPa, atm, psi

Compensation en °C : 0 à 50°C

Temps de réponse : 1 ms

Pression max. sans dommage : 1030 mmHg

**Utilisation :**

La lecture de pression artérielle se décompose comme suit :

- Lecture systolique mesurant la pression au moment où le coeur se contracte

- Lecture de la pression diastolique prise lorsque le coeur est au repos.

La pression systolique est toujours la plus grande des deux valeurs obtenues. A l'aide du brassard, la prise de tension sera considérée comme normale si elle se situe aux alentours de 120 / 80.

Accessoire indispensable : cordon de connexion FRE CBL022

**Commentaires des clients**

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.