

Capteur rythme cardiaque (exercice)



Note : Pas noté

Prix

Prix ??TTC : 200,87 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

Ce capteur est idéal pour mesurer la fréquence cardiaque avant, pendant et après un effort. Il se compose d'un émetteur sans fil sous forme d'une ceinture et d'un récepteur d'impulsion qui se connecte directement à l'interface. La ceinture, reçoit un signal électrique issu du coeur et émet un signal électrique à chaque battement, rendant la fréquence cardiaque mesurable.

Caractéristiques :

Gamme : 0 à 5V

Pouls : 0 à 200 bpm

Transmetteur : jusqu'à 80 cm

Résolution (12 bits) : 1,25 mV

Taux d'échantillonnage max. : 100 éch/sec

Utilisation :

- La comparaison de fréquences cardiaques entre différents individus
- La comparaison de mesures enregistrées sur un athlète par rapport à une personne active.
- La surveillance de fréquence cardiaque à n'importe quel moment.

Accessoire indispensable : cordon de connexion FRE CBL022

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.

