

Capteur rythme cardiaque (pouls)



Note : Pas noté

Prix

Prix ??TTC : 137,55 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

Ce capteur permet aux élèves de prendre leur pouls simplement en glissant leur doigt dans le doigtier. Cette facilité d'utilisation le rend idéal pour une grande salle de classe. Le rythme cardiaque sera compris entre 0 et 200 battements par minute (bpm).

Caractéristiques :

Gamme : 0 à 5V

Pouls : 0 à 200 bpm

Résolution (12 bits) : 1,25 mV, 1 bpm

Taux d'échantillonnage max. : 100 éch/sec

Temps de réponse : 10 secondes

Utilisation :

- Pour la comparaison de fréquences cardiaques entre différents individus
- Pour la comparaison de mesures enregistrées sur un athlète par rapport à une personne active.
- Étude des effets de la caféine sur la fréquence cardiaque

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.