

Capteur température TC-K (0 à 1200 °C)



Note : Pas noté

Prix

Prix ??TTC : 150,65 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

Ce capteur de température TC-K fournit des mesures très précises sur une large plage de mesures (0 à 1200°C).

Caractéristiques :

- Gammes : -40 à 140°C ; -40 à 284°F ; 233,15 à 413,5 K
- Précision : +/- 2% sur l'ensemble de la gamme

Quelques exemples de TP :

- Prise de la température d'une flamme de bougie.
- Point de fusion de certains solides.
- Point d'ébullition de certaines solutions.

Accessoire indispensable : cordon de connexion FRE CBL022

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.