

Cavalier pour Rail de Précision en Oméga



Note : Pas noté

Prix

Prix ??TTC : 31,25 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

Support coulissant pour accessoires d'optique.

Caractéristiques techniques

Cavalier en aluminium

Colonnnette pour tige Ø 10 hauteur 40 mm

Accessoire inclus dans le banc d'optique lycée

1 vis de bridage laiton sur le banc

1 vis de bridage laiton sur la colonnette

Double index de repérage à lecture directe

Dimensions : 50 x 60 x 70 mm

Poids : 80 g.

Avantages produit

Double fenêtre de lecture directe.

Facilité de coulissement.

Bridage du cavalier pour un excellent alignement sur l'axe optique.

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.