

Centrifugeuse Angulaire



Note : Pas noté

Prix

Prix ??TTC : 776,25 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

Centrifugeuse compacte, peu encombrante et robuste.
Modèle angulaire à affichage digital et commandes sensibles.
7 Positions de régulation : 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 3500 et 4000 tr/min.
La durée de rotation est réglable.
Capacité 6 tubes de 15 ml.
Le couvercle transparent est sécurisé.
A l'ouverture du capot, l'alimentation du moteur se déconnecte.

L'Appareil est livré avec :

- un lot de 6 porte-tubes pour tubes en verre.
- un lot de 6 tubes en verre de 15 ml (16,5 x 100 mm).
- un lot de 6 porte-tubes pour tubes flacon.

Alimentation secteur et notice de fonctionnement.

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.