

Chaise Réglable Labo-Coque



Coloris disponibles Bleu Clair, Vert Clair, Jaune Clair à préciser lors de la commande... Roulettes optionnelles !

Note : Pas noté

Prix

Prix ??TTC : 176,63 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

Chaise Réglable Labo-Coque

Une coque polypropylène double paroi offre une assise agréable (effet de coussin d'air).

La coque est fixée sur une structure en aluminium cruciforme avec dispositif de réglage de la hauteur par lift gaz. Le repose-pied annulaire est

proposé en standard.

Réglable de 470 à 670 mm.

Roulettes optionnelles référence ST 3939N

Coloris disponibles Bleu Clair, Vert Clair, Jaune Clair

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.