

## Chariot Double Colonne H = 850 mm + 9 Bacs (6 F1R+3F2B)



Chariot pré-équipé de 6 bacs F1 rouges et 3 F2 bleus.

Note : Pas noté

**Prix**

Prix ??TTC : 622,64 €

[Poser une question sur ce produit](#)

### Description du produit

**Système Gratnell's**

Une solution originale et complémentaire de rangement et de préparation en laboratoire, salle de technologie, ou salle banalisée...

La distribution est assurée par des chariots recevant des bac-tiroirs identiques à ceux qui aménagent les rayonnages et les armoires.

Les chariots sont constitués d'une ossature en tube d'acier peint époxy au choix : Gris ou Blanc

Les chariots sont proposés en standard en hauteur 850 mm.

Les Chariots Double et Triple Colonnes sont proposés au choix en 725 mm pour se glisser sous les paillasses, ou 850 mm (sans précisions, ils sont automatiquement livrés en 850 mm)

**Chariot Double Colonne**

L = 710 x p = 420 x H = 850 mm

+ 9 Bacs (6 F1R + 3 F2B)

**Commentaires des clients**

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.