

Coffre à Poisons 19 Litres



Note : Pas noté

Prix

Prix ??TTC : 306,24 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

Armoires ventilées à raccorder pour réactifs et toxiques

- Armoires pour le stockage des produits toxiques et des poisons
- Les modèles coffres peuvent être intégrés dans les grandes armoires
- Symboles normalisés conformes à la Norme ISO 3864
- Ventilation forcée intégré

Coffre pour Poisons 19 Litres

Dimensions extérieures :

580 x 470 x 205 mm poids 15 Kg

Capacité de stockage 19 L

Livré avec 4 étagères

Signalisation normalisée par symbole "Toxique" ISO 3864

Coffres verrouillables à clé

Les modèles coffres peuvent être suspendus (fixation prévue) ou intégrés à l'intérieur des armoires

Construction en Acier 10/10 ème - Epoxy Blanc RAL 9010

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.