

Colonne Hydrostatique Simple



Note : Pas noté

Prix

Prix ??TTC : 38,25 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

Cet appareil permet de démontrer les lois de pression des fluides.

L'Appareil consiste en une colonne métallique graduée équipé de 3 ouvertures situées à différentes hauteurs.

L'Expérience montre très clairement la relation entre pression d'un liquide et la distance d'éjection du liquide en fonction de la hauteur d'éjection sur la colonne.

Une application essentielle est la vérification quantitative de la loi de Stevin.

Cette loi relie la pression d'un liquide à la pression atmosphérique, à la densité du fluide, à l'accélération de pesanteur et la hauteur de liquide dans la colonne...

L'Appareil est constitué d'une colonne sur support, de 4 tubulures et de 4 princes de Mohr.

Dimensions 250 x 280 x 520 mm - 1,8 Kg.

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.