


## Complément pour Tube à essais jusqu'à 105 mm



Complément pour une prise en charge optimale des tubes à essai jusqu'à 12 x 105 mm.

Note : Pas noté

**Prix**

Prix ??TTC : 360,50 €

[Poser une question sur ce produit](#)

### Description du produit

Convient pour env. (Wert) 200 tubes à essai (jusqu'à 12 x 105 mm)

Capacité comprenant le couvercle A 13

La largeur de mailles est égale à 8 x 8 mm

**Famille produit :**

Laveurs-désinfecteurs, laboratoire

Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire

**Dimensions et poids :**

Dimension extérieure, hauteur brute en mm : 165

Dimension extérieure, largeur brute en mm : 240

Dimension extérieure, profondeur brute en mm : 250

Poids net en kg : 0,617

Poids brut en kg : 0,836

**Commentaires des clients**

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.