

Compteur de temps à 2 cellules photoélectriques - Port USB Intégré



Note : Pas noté

Prix

Prix ??TTC : 372,96 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

Chronomètre électronique 1/1000ème :
Boîtier blanc en métal avec 4 pieds en caoutchouc
Afficheur secondes, 1/10, 1/100, 1/1000
START et STOP manuels ou via les capteurs
Port USB

Alimentation : 12V (incluse)

Dimensions : 170 x 110 x 50 mm

Poids : 550 g

Paire de capteurs optiques.

Supports en H avec vis de serrage et cellule optique

Câble de liaison au chronomètre par prise jack longueur 1500mm

Dimensions : 100 x 85 x 20 mm

Poids : 230 g

Avantages produit

Optimisation des expériences de mécanique avec les capteurs et le port USB.

Produit ergonomique : lecture facilitée grâce à l'inclinaison de l'écran.

Compacité intéressante pour le rangement.

Stabilité de l'appareil avec les 4 pieds en caoutchouc.

Exemples de TP correspondants

Expérience de la chute libre.

Expériences mécaniques sans frottements.

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.