


## Cuve d'Electrophorèse ADN - 6 Gels



Note : Pas noté

### Prix

Prix ??TTC : 451,00 €

[Poser une question sur ce produit](#)

### Description du produit

Réalisez vos TP d'électrophorèse en classe entière de manière économique avec une seule cuve. Elle bénéficie du nouveau design de la gamme...

La cuve est en plastique injecté sans soudure et est dotée d'un couvercle de sécurité avec connexions intégrées. Les électrodes platine sont résistantes à la corrosion et les câbles de connexion sont isolés.

La cuve à électrophorèse M36 peut accueillir jusqu'à 6 moules à gels de 6 puits soit 36 puits. Elle est composée de 6 racks (7 x 7 cm) transparents aux UV, de 12 butoirs en caoutchouc facilitant le démoulage des gels, de 6 peignes à gel 6 dents.

Matériel garanti à Vie contre tous vices de fabrication.

### Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.