


## Cuve Verticale d'Electrophorèse des Protéines



Note : Pas noté

### Prix

Prix ??TTC : 304,50 €

[Poser une question sur ce produit](#)

### Description du produit

Notre nouvelle Cuve Verticale est de loin l'unité d'électrophorèse de protéine verticale la plus conviviale avec un système d'attache de gel simple.

Elle est conçue pour la séparation de protéines sur des gels polyacrylamide.

L'unité peut recevoir 1 cassette de gel de 9 x 10 cm. Des cassettes pré-coulées sont proposées séparément afin de vous garantir une bonne précision de tailles des fragments.

Le nouveau design de la cuve favorise la mise en place et l'extraction des gels et améliore la vitesse de migration de 10 à 15%.

Les pieds améliorent la stabilité de la cuve et son rafraichissement Le repérage des électrodes évite tous risques d'inversion.

La forme à angle droit des Electrodes favorise la stabilité de la cuve.

Aucun détail de design n'a été négligé pour faire de ce produit un excellent outil pédagogique de manipulation.

Matériel garanti à Vie contre tous vices de fabrication.

### Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.