


## Détection de Gènes Drépanocytaire (dans l'ADN). Kit Avancé d'Electrophorèse



Note : Pas noté

### Prix

Prix ??TTC : 121,00 €

[Poser une question sur ce produit](#)

### Description du produit

Ce kit Ready-to-Load™ permet de montrer comment une enzyme de restriction peut être utilisée pour le criblage de l'ADN dans le but de rechercher une anémie drépanocytaire.

**Ce kit comprend les éléments suivants :** notice de TP, échantillons d'ADN Readyto-Load™, poudre d'agarose, solution de chargement de gel, tampon pour électrophorèse, colorant pour ADN InstaStain®, pipette compte-gouttes étalonnée 1 ml, cylindre gradué 100 ml et pipettes de transfert à micropointes.

Pour 8 Gels

**Autres équipements nécessaires :** cuve d'électrophorèse, alimentation, micropipettes (volume réglable 5 à 50 ?l ou volume fixe 40 ?l) avec pointes, et Illuminateur en Lumière Blanche recommandé.

**Temps de réalisation :** 45 minutes.

### Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.