


## Diagnostic du Cholestérol par Tests Génétiques



Note : Pas noté

**Prix**

Prix ??TTC : 121,00 €

[Poser une question sur ce produit](#)

### Description du produit

Des tests génétiques peuvent être utilisés pour identifier les personnes ayant une disposition génétique à présenter un taux élevé de cholestérol, susceptible d'être mortel.

Les étudiants peuvent voir comment le test génétique est effectué, et approfondir leurs connaissances sur l'électrophorèse d'ADN.

**Ce kit comprend les éléments suivants** : instructions, échantillons d'ADN Readyto-Load™, poudre d'agarose, solution de chargement de gel, tampon pour électrophorèse, colorant pour ADN InstaStain®, pipette compte-gouttes étalonnée 1 ml, cylindre gradué 100 ml et pipettes de transfert à micropointes.

Pour 8 Gels

**Autres équipements nécessaires** : cuve d'électrophorèse, alimentation, micropipettes (volume réglable 5 à 50 ?l ou volume fixe 40 ?l) avec pointes, et Illuminateur en Lumière Blanche recommandé.

**Temps de réalisation** : 45 minutes.

### Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.